

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m011-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-stozkowy-p-233.html>



Frez węglkowy M011 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – stożkowy

| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 40,00 zł |
| Numer katalogowy | M011 |

Opis produktu

Frez węglkowy M011 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt stożkowy.

Profesjonalny **frez protetyczny** o stożkowym kształcie i skróconej części roboczej, stworzony do precyzyjnego modelowania i finiszowania w technice dentystycznej. Model M011 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i kontrolowane skrawanie materiału. Krótka długość robocza (7,6 mm) w połączeniu ze średnicą 4,0 mm gwarantuje maksymalną stabilność pracy i minimalizuje ryzyko wibracji, co jest kluczowe przy delikatniejszym konturowaniu.

Dzięki **stożkowemu kształtowi** i kompaktowym wymiarom, ten **frez do metalu i akrylu** jest idealny do opracowywania detali, finiszowania krawędzi oraz precyzyjnego usuwania nadlewów w płytkich lub ograniczonych przestrzeniach. Jest to kluczowe narzędzie do uzyskania wysokiej estetyki pracy.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, finiszowanie małych podbudów)
- ✓ Skracanie i konturowanie akrylu (frezy do akrylu, precyzyjne modelowanie)
- ✓ Opracowywanie małych i płytkich obszarów, wymagających wysokiej stabilności narzędzia
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające wyjątkowej precyzji konturowania

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: stożkowy
- ☐☐ Średnica robocza: 4,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 7,6 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm