

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m012-z-krzyzowym-srednim-lekko-pogrubionym-nacieciem-niebieski-pasek-wypukly-p-234.html>



Frez węglkowy M012 z krzyżowym średnim, lekko pogrubionym nacięciem (niebieski pasek) – wypukły

Cena **40,00 zł**

Numer katalogowy **M012**

Opis produktu

Frez węglkowy M012 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt wypukły.

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie soczewkowym, stworzony do szybkiej i efektywnej pracy z twardymi materiałami, takimi jak stopy metalowe i akryl. Model M012 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które jest specjalnie przystosowane do pracy z obłym kształtem główki. Lekko pogrubiona struktura zęba zapewnia maksymalną wydajność skrawania, stabilność pracy oraz szybkie usuwanie dużych ilości materiału bez zapychania.

Dzięki **wypukłemu kształtowi (soczewkowemu)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest idealny do opracowywania zaokrąglonych, wypukłych powierzchni, tworzenia anatomicznych konturów oraz usuwania nadlewów z wewnętrznej strony protez. Długość robocza 14,5 mm pozwala na swobodną obróbkę większych elementów.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka podbudów, usuwanie nadlewu)
- ✓ Intensywne konturowanie akrylu (frezy do akrylu, formowanie anatomicznych kształtów)
- ✓ Opracowywanie zaokrąglonych i wypukłych powierzchni protetycznych
- ✓ Wszelkie prace laboratoryjne wymagające szybkiego usuwania materiału

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie (lekko pogrubione)
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: wypukły (soczewkowy)
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 14,5 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm