

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m013-z-krzyzowym-srednim-nacieciami-niebieski-pasek-wypukly-z-okraglym-czubkiem-p-235.html>



## Frez węglkowy M013 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) - wypukły z okrągłym czubkiem

Cena **40,00 zł**

Numer katalogowy **M013**

### Opis produktu

**Frez węglkowy M013** z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) - kształt wypukły z okrągłym czubkiem.

Profesjonalny **frez protetyczny** stworzony do efektywnego i szybkiego modelowania twardych materiałów w technice dentystrycznej. Model M013 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia agresywne, ale stabilne skrawanie, minimalizując wibracje i przegrzewanie. Jest to optymalne narzędzie do wydajnego usuwania materiału.

Dzięki **wypukłemu kształtowi (soczewkowemu)** i **zaokrąglonemu czubkowi**, ten **frez do metalu i akrylu** jest idealny do formowania płynnych, anatomicznych konturów, opracowywania zaokrąglonych krawędzi oraz efektywnego usuwania nadlewów. Długość robocza 14,5 mm sprzyja obróbce większych elementów z dużą swobodą.

#### Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka stopów protetycznych, usuwanie nadlewów)
- ✓ Intensywne konturowanie akrylu (frezy do akrylu, formowanie anatomicznych kształtów)
- ✓ Opracowywanie zaokrąglonych i wypukłych powierzchni protetycznych (dzięki okrągłemu czubkowi)
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające szybkiego i kontrolowanego usuwania materiału

#### Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: wypukły z okrągłym czubkiem
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 14,5 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm