

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m014-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-wypukly-z-chudym-czubkiem-p-236.html>



Frez węglkowy M014 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – wypukły z chudym czubkiem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M014

Opis produktu

Frez węglkowy M014 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt wypukły z chudym czubkiem.

Profesjonalny **frez protetyczny** o innowacyjnym kształcie, idealny do pracy z twardymi materiałami w technice dentystycznej. Unikatowa kombinacja wypukłego korpusu i wąskiego czubka zwiększa wszechstronność narzędzia. Model M014 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które jest znane z doskonałej równowagi między agresywnością skrawania a stabilnością pracy. Duża powierzchnia tnąca korpusu przyspiesza zgrubną obróbkę, podczas gdy cienki czubek umożliwia precyzyjne dotarcie do detali.

Dzięki **wypukłemu kształtowi** (soczewkowemu) oraz **wąskiemu czubkowi**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy formowaniu anatomicznych konturów, opracowywaniu wąskich bruzd i precyzyjnym usuwaniu nadlewów. Długość robocza 14,5 mm pozwala na komfortową obróbkę większych i mniejszych elementów.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna i precyzyjna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka stopów protetycznych, formowanie detali)
- ✓ Konturowanie i finiszowanie akrylu (frezy do akrylu, precyzyjne wykańczanie krawędzi)
- ✓ Opracowywanie wąskich bruzd i przejść (dzięki chudemu czubkowi)
- ✓ Wszelkie prace laboratoryjne wymagające połączenia wydajności z dokładnością

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐ Kolor paska: niebieski
- ☐ Kształt: wypukły z chudym czubkiem
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość robocza: 14,5 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm