

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m015-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-wypukly-p-237.html>



Frez węglkowy M015 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – wypukły

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M015

Opis produktu

Frez węglkowy M015 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt wypukły.

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie soczewkowym, idealny do szybkiego usuwania nadlewów i precyzyjnego formowania anatomicznych konturów w twardych materiałach. Model M015 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które jest optymalne dla wydajnej i stabilnej pracy. Ten typ nacięcia doskonale sprawdza się przy zgrubnej obróbce **metalowych stopów dentystycznych** oraz przy skracaniu i modelowaniu **akrylu**, zapewniając czyste wykończenie.

Dzięki **wypukłemu kształtowi (soczewkowemu)** oraz wydłużonej długości roboczej (14,8 mm), ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy opracowywaniu dużych, zaokrąglonych powierzchni, formowaniu wewnętrznych i zewnętrznych krzywizn oraz w pracach, gdzie konieczne jest szybkie i kontrolowane usunięcie znacznej ilości materiału.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka podbudów, usuwanie nadlewu)
- ✓ Intensywne konturowanie akrylu (frezy do akrylu, formowanie anatomicznych kształtów)
- ✓ Opracowywanie zaokrąglonych powierzchni i płynnych przejść
- ✓ Prace laboratoryjne z większymi elementami protetycznymi

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐ Kolor paska: niebieski
- ☐ Kształt: wypukły (soczewkowy)
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość robocza: 14,8 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm