

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m016-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-wypukly-p-238.html>



Frez węglkowy M016 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – wypukły

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M016

Opis produktu

Frez węglkowy M016 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt wypukły.

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie soczewkowym, idealny do intensywnej i szybkiej pracy przy twardych stopach metalowych oraz masach akrylowych w technice dentystycznej. Model M016 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które jest znane z doskonałej wydajności skrawania i stabilności pracy. Frez ten efektywnie usuwa nadmiar materiału, minimalizując ryzyko powstawania wibracji i zapewniając czyste wykończenie po zgrubnej obróbce.

Dzięki **wypukłemu kształtowi (soczewkowemu)** oraz długości roboczej 14,0 mm, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy formowaniu anatomicznych konturów, obróbce dużych, zaokrąglonych powierzchni oraz usuwaniu grubych nadlewów. Jest to wszechstronne narzędzie do modelowania krzywizn.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka podbudów, usuwanie mas)
- ✓ Intensywne konturowanie akrylu (frezy do akrylu, formowanie anatomicznych kształtów protez)
- ✓ Opracowywanie zaokrąglonych powierzchni i płynnych przejść
- ✓ Wszelkie prace laboratoryjne wymagające szybkiego usuwania materiału

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: wypukły (soczewkowy)
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 14,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm