

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m018-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-wypukly-z-czubkiem-p-240.html>



Frez węglkowy M018 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – wypukły z czubkiem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M018

Opis produktu

Frez węglkowy M018 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt wypukły z czubkiem.

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie soczewkowym ze zwężającym się czubkiem, stworzony do wszechstronnej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M018 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i stabilne skrawanie, minimalizując wibracje. Kształt ten jest doskonały do szybkiego usuwania nadlewów i masowego materiału, zachowując jednocześnie możliwość pracy nad detalami.

Dzięki **wypukłemu kształtowi (soczewkowemu)** oraz **precyzyjnemu czubkowi**, ten **frez do metalu i akrylu** jest idealny do formowania płynnych, anatomicznych konturów oraz precyzyjnego dotarcia do trudno dostępnych miejsc i narożników. Długość robocza 12,0 mm sprzyja wygodnej i kontrolowanej pracy.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna i precyzyjna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka stopów protetycznych, formowanie detali)
- ✓ Konturowanie akrylu (frezy do akrylu, formowanie anatomicznych kształtów)
- ✓ Opracowywanie zaokrąglonych powierzchni i precyzyjnych przejść (dzięki czubkowi)
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające szybkiego usuwania materiału i precyzji

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: wypukły z czubkiem
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 12,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm