

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m019-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-wypukly-p-241.html>



Frez węglkowy M019 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – wypukły

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M019

Opis produktu

Frez węglkowy M019 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt wypukły.

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie soczewkowym, stworzony do precyzyjnej pracy z twardymi materiałami, takimi jak stopy metalowe i masy akrylowe. Model M019 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne skrawanie materiału przy minimalnych wibracjach. Mniejsza średnica robocza (4,0 mm) w połączeniu z długością 11,5 mm czyni go idealnym narzędziem do obróbki detali i trudno dostępnych, zaokrąglonych obszarów.

Dzięki **wypukłemu kształtowi (soczewkowemu)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy formowaniu płynnych, anatomicznych konturów, opracowywaniu zaokrąglonych krawędzi oraz precyzyjnym usuwaniu nadlewów. To narzędzie jest kluczowe dla uzyskania optymalnej estetyki pracy.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka małych podbudów)
- ✓ Konturowanie akrylu (frezy do akrylu, formowanie anatomicznych kształtów)
- ✓ Opracowywanie zaokrąglonych powierzchni i płynnych przejść
- ✓ Prace laboratoryjne z detalami i krzywiznami wymagające precyzji (Ø 4,0 mm)

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐ Kolor paska: niebieski
- ☐ Kształt: wypukły (soczewkowy)
- ☐ Średnica robocza: 4,0 mm
- ☐ Długość robocza: 11,5 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm