

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m020-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-wypukly-p-242.html>



Frez węglkowy M020 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – wypukły

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M020

Opis produktu

Frez węglkowy M020 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt wypukły.

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie soczewkowym i skróconej części roboczej, stworzony do precyzyjnego modelowania detali w technice dentystycznej. Model M020 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i stabilne skrawanie twardych materiałów, takich jak stopy metalowe. Kompaktowe wymiary (Ø 4,0 mm, długość 9,0 mm) gwarantują maksymalną stabilność i minimalizują wibracje, co jest kluczowe przy delikatnym i precyzyjnym konturowaniu.

Dzięki **wypukłemu kształtowi (soczewkowemu)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest idealny do formowania małych, zaokrąglonych powierzchni, opracowywania detali oraz precyzyjnego usuwania nadlewów w ograniczonych przestrzeniach. Jest to kluczowe narzędzie do wykończeniowej obróbki krzywizn.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, finiszowanie małych elementów)
- ✓ Konturowanie akrylu (frezy do akrylu, precyzyjne modelowanie)
- ✓ Opracowywanie zaokrąglonych powierzchni w płytkich i trudno dostępnych obszarach
- ✓ Prace laboratoryjne z detalami i krzywiznami wymagające wysokiej stabilności narzędzia

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐ Kolor paska: niebieski
- ☐ Kształt: wypukły (soczewkowy)
- ☐ Średnica robocza: 4,0 mm
- ☐ Długość robocza: 9,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm