

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m021-z-krzyzowym-srednim-nacieciami-niebieski-pasek-wypukly-z-ostrem-czubkiem-p-243.html>



Frez węglkowy M021 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – wypukły z ostrym czubkiem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M021

Opis produktu

Frez węglkowy M021 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt wypukły z ostrym czubkiem.

Profesjonalny **frez protetyczny** o unikatowym kształcie soczewkowym zakończonym ostrym czubkiem, stworzony do wszechstronnej i precyzyjnej pracy z twardymi materiałami w technice dentystycznej. Model M021 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia wysoką wydajność skrawania i stabilność. Szeroka powierzchnia wypukłego korpusu szybko usuwa masę, podczas gdy ostry czubek pozwala na **precyzyjne nacinanie i opracowywanie ostrych krawędzi**.

Dzięki **wypukłemu kształtowi (soczewkowemu)** oraz **ostremu czubkowi**, ten **frez do metalu i akrylu** jest idealny do formowania anatomicznych konturów, opracowywania bruzd, kątów oraz do precyzyjnego usuwania nadlewów. Długość robocza 14,5 mm zapewnia dużą swobodę manewrowania.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka stopów protetycznych, usuwanie nadlewu)
- ✓ Konturowanie akrylu (frezy do akrylu, formowanie anatomicznych kształtów)
- ✓ Opracowywanie bruzd i ostrych krawędzi (dzięki ostremu czubkowi)
- ✓ Wszelkie prace laboratoryjne wymagające połączenia szybkości z precyzją penetracji

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: wypukły z ostrym czubkiem
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 14,5 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm