

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m024-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-stozkowy-choinkowy-z-bardzo-ostрым-czubkiem-p-246.html>



Frez węglkowy M024 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – stożkowy "choinkowy" z bardzo ostrym czubkiem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M024

Opis produktu

Frez węglkowy M024 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt stożkowy "choinkowy" z bardzo ostrym czubkiem.

Profesjonalny **frez protetyczny** o wydłużonym kształcie stożkowym, stworzony do zaawansowanej i precyzyjnej pracy z twardymi materiałami, takimi jak stopy protetyczne i akryl. Model M024 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia agresywne, ale stabilne skrawanie materiału. Mała średnica (4,0 mm) w połączeniu z **bardzo ostrym czubkiem** i dużą długością roboczą (14,5 mm) czyni go idealnym narzędziem do **precyzyjnej penetracji i obróbki wewnętrznych i głębokich powierzchni**.

Dzięki **stożkowemu kształtowi ("choinkowemu")** ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy opracowywaniu wąskich przestrzeni, precyzyjnym nacinaniu bruzd oraz usuwaniu materiału z narożników i detali. Jego geometria zapewnia kontrolę nad obróbką i czyste wykończenie.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna zgrubna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka stopów dentystycznych, detale)
- ✓ Szybkie konturowanie i modelowanie akrylu (frezy do akrylu, precyzyjne skracanie)
- ✓ Opracowywanie głębokich i trudno dostępnych powierzchni (kształt stożkowy, długa część robocza)
- ✓ Precyzyjne nacinanie bruzd i detali (dzięki bardzo ostremu czubkowi)

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐ Kolor paska: niebieski
- ☐ Kształt: stożkowy "choinkowy" z bardzo ostrym czubkiem
- ☐ Średnica robocza: 4,0 mm
- ☐ Długość robocza: 14,5 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm