

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m025-z-krzyzowym-srednim-nacieciami-niebieski-pasek-stozkowy-choinkowy-precyzyjny-z-bardzo-ostrem-czubkiem-p-247.html>



Frez węglkowy M025 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – stożkowy "choinkowy" precyzyjny z bardzo ostrym czubkiem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M025

Opis produktu

Frez węglkowy M025 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt stożkowy "choinkowy" z bardzo ostrym czubkiem.

Profesjonalny **frez protetyczny** o niezwykle małej średnicy (2,3 mm) i wydłużonym kształcie, stworzony do najbardziej wymagających prac precyzyjnych w technice dentystycznej. Model M025 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które w połączeniu z miniaturową średnicą zapewnia **kontrolowane i stabilne skrawanie** materiału. Ta unikatowa kombinacja cech jest kluczowa dla obróbki detali i cienkich elementów.

Dzięki **stożkowemu kształtowi ("choinkowemu")** oraz **bardzo ostremu czubkowi**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy precyzyjnym nacinaniu bruzd, konturowaniu delikatnych elementów oraz usuwaniu materiału z najwęższych przestrzeni. Wydłużona część robocza (14,5 mm) pozwala na dotarcie do głębokich ubytków.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka cienkich podbudów, zamków)
- ✓ Konturowanie akrylu i precyzyjne skracanie (frezy do akrylu, wykańczanie krawędzi)
- ✓ Opracowywanie głębokich i trudno dostępnych powierzchni (dzięki długości i małej średnicy)
- ✓ Precyzyjne nacinanie bruzd i detali (dzięki bardzo ostremu czubkowi)

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: stożkowy "choinkowy" z bardzo ostrym czubkiem
- ☐☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐☐ Długość robocza: 14,5 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm