

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m102-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-walcowy-z-plaskim-koncem-p-249.html>



Frez węglkowy M102 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – walcowy z płaskim końcem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M102

Opis produktu

Frez węglkowy M102 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt walcowy z płaskim końcem.

Profesjonalny **frez protetyczny** o niezwykle smukłej konstrukcji, stworzony do zaawansowanej i precyzyjnej pracy w technice dentystycznej. Model M102 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia kontrolowane i stabilne skrawanie twardych materiałów, minimalizując wibracje. Bardzo mała średnica robocza (**2,3 mm**) w połączeniu z wyjątkowo długą częścią roboczą (**16,0 mm**) czyni go idealnym narzędziem do docierania do głębokich i wąskich obszarów.

Dzięki **walcowemu kształtowi z płaskim końcem** oraz nacięciu na czole, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy opracowywaniu wąskich bruzd, formowaniu wewnętrznych ścianek pod kątem prostym oraz wygładzaniu krawędzi i płaskich powierzchni. Jest to kluczowe narzędzie do precyzyjnej obróbki detali i długich, prostych linii.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka cienkich podbudów, usuwanie nadlewów)
- ✓ Konturowanie akrylu i precyzyjne skracanie (frezy do akrylu, wykańczanie płaskich powierzchni)
- ✓ Opracowywanie głębokich i trudno dostępnych powierzchni (dzięki długości i małej średnicy)
- ✓ Tworzenie kątów prostych i obróbka czołowa (dzięki płaskiemu końcowi z nacięciem)

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: walcowy z płaskim końcem, z nacięciem także na czole
- ☐☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐☐ Długość robocza: 16,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm