

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m103-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-walcowy-ze-zwezajacym-sie-czubkiem-p-250.html>



Frez węglkowy M103 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – walcowy ze zwężającym się czubkiem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M103

Opis produktu

Frez węglkowy M103 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt walcowy ze zwężającym się czubkiem.

Profesjonalny **frez protetyczny** o smukłej i wydłużonej konstrukcji, stworzony do zaawansowanej pracy z twardymi materiałami w technice dentystycznej. Model M103 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia kontrolowane i stabilne skrawanie, minimalizując wibracje. Bardzo mała średnica robocza (**2,3 mm**) w połączeniu z wyjątkowo długą częścią roboczą (**16,0 mm**) czyni go idealnym narzędziem do docierania do głębokich i wąskich obszarów.

Dzięki **walcowemu kształtowi ze zwężającym się czubkiem**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony do płaskiej obróbki walcowej i jednocześnie umożliwia **precyzyjne modelowanie detali i bruzd** za pomocą zwężonej końcówki. Doskonali do tworzenia gładkich ścianek oraz precyzyjnego konturowania.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka cienkich podbudów)
- ✓ Konturowanie akrylu i precyzyjne skracanie (frezy do akrylu, wykańczanie krawędzi)
- ✓ Opracowywanie głębokich i trudno dostępnych powierzchni (dzięki długości i małej średnicy)
- ✓ Tworzenie prostych ścianek z precyzyjnym wykończeniem bruzd (dzięki zwężonemu czubkowi)

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: walcowy ze zwężającym się czubkiem
- ☐☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐☐ Długość robocza: 16,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm