

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m104-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-stozkowy-p-251.html>



Frez węglkowy M104 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – stożkowy

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M104

Opis produktu

Frez węglkowy M104 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt stożkowy.

Profesjonalny **frez protetyczny** o smukłej i wydłużonej konstrukcji, stworzony do najbardziej precyzyjnej pracy w technice dentystycznej. Model M104 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i stabilne skrawanie twardych materiałów, takich jak stopy metalowe i akryl. Bardzo mała średnica robocza (**2,3 mm**) w połączeniu z wydłużoną częścią roboczą (**14,5 mm**) pozwala na **precyzyjne docieranie do głębokich bruzd, kątów oraz detali podbudów**.

Dzięki **stożkowemu kształtowi**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy opracowywaniu wąskich przestrzeni, precyzyjnym nacinaniu oraz wykańczaniu krawędzi. Jego geometria ułatwia tworzenie skośnych powierzchni i idealnych przejść.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka cienkich podbudów, zamków)
- ✓ Konturowanie akrylu i precyzyjne skracanie (frezy do akrylu, wykańczanie krawędzi)
- ✓ Opracowywanie głębokich i trudno dostępnych powierzchni (dzięki długości i stożkowej końcówce)
- ✓ Tworzenie skośnych płaszczyzn i precyzyjnych przejść

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: stożkowy
- ☐☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐☐ Długość robocza: 14,5 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm