


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m105-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-stozkowy-dlugi-ostry-p-252.html>



## Frez węglkowy M105 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – stożkowy długi, ostry

Cena	<b>40,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>M105</b>

### Opis produktu

**Frez węglkowy M105** z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt stożkowy długi, ostry.

Profesjonalny **frez protetyczny** o wyjątkowo smukłej i długiej konstrukcji, stworzony do najbardziej zaawansowanych prac precyzyjnych w technice dentystycznej. Model M105 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia kontrolowane i stabilne skrawanie twardych materiałów. Miniaturowa średnica robocza (**2,3 mm**) w połączeniu z **rekordową długością roboczą 17,0 mm** czyni go niezrównanym narzędziem do **docierania do dna głębokich bruzd, precyzyjnego nacinania oraz obróbki wewnętrznych i trudno dostępnych powierzchni**.

Dzięki **długości, ostremu stożkowemu kształtowi**, ten **frez do metalu i akrylu** jest kluczowy przy pracy wymagającej dużej precyzji w głębi materiału, gwarantując idealne, ostre krawędzie i kontury.

#### Zastosowanie:

- ✓ Ekstremalnie precyzyjna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka cienkich i głębokich podbudów)
- ✓ Konturowanie akrylu i precyzyjne skracanie (frezy do akrylu, wykańczanie krawędzi)
- ✓ Opracowywanie głębokich, wąskich powierzchni i bruzd (dzięki długości i ostremu czubkowi)
- ✓ Tworzenie bardzo precyzyjnych i ostrych przejść kątowych

#### Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: stożkowy, długi, ostry
- ☐☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐☐ Długość robocza: 17,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm