

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m106-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-walcowy-krotki-z-zaokraglonym-koncem-p-253.html>



Frez węglkowy M106 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – walcowy krótki z zaokrąglonym końcem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M106

Opis produktu

Frez węglkowy M106 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt walcowy krótki z zaokrąglonym końcem.

Profesjonalny **frez protetyczny** o smukłej i kompaktowej konstrukcji, stworzony do bardzo precyzyjnej pracy w ograniczonej przestrzeni w technice dentystycznej. Model M106 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia kontrolowane i stabilne skrawanie twardych materiałów, minimalizując wibracje. Mała średnica robocza (**2,3 mm**) w połączeniu z **krótką częścią roboczą (8,0 mm)** zapewnia maksymalną stabilność i minimalizuje drgania, co jest kluczowe dla precyzyjnego finiszowania detali.

Dzięki **walcowemu kształtowi z zaokrąglonym końcem**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy opracowywaniu wąskich bruzd, formowaniu wewnętrznych ścianek oraz wygładzaniu krawędzi bez ostrych przejść w płytkich obszarach.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka cienkich podbudów)
- ✓ Konturowanie akrylu i precyzyjne skracanie (frezy do akrylu, wykańczanie krawędzi i bruzd)
- ✓ Opracowywanie małych i płytkich powierzchni, wymagających stabilności narzędzia
- ✓ Tworzenie gładkich, zaokrąglonych przejść (dzięki zaokrąglonemu końcowi)

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐ Kolor paska: niebieski
- ☐ Kształt: walcowy krótki z zaokrąglonym końcem
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 8,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm