

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m107-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-walcowy-krotki-ze-zwezajacym-sie-czubkiem-p-254.html>



Frez węglkowy M107 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – walcowy krótki ze zwężającym się czubkiem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M107

Opis produktu

Frez węglkowy M107 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt walcowy krótki ze zwężającym się czubkiem.

Profesjonalny **frez protetyczny** o kompaktowej konstrukcji, stworzony do bardzo precyzyjnej pracy w ograniczonej przestrzeni w technice dentystycznej. Model M107 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia kontrolowane i stabilne skrawanie twardych materiałów, minimalizując wibracje. Mała średnica robocza (**2,3 mm**) w połączeniu z **krótką częścią roboczą (8,0 mm)** gwarantuje maksymalną stabilność i minimalizuje drgania, co jest kluczowe dla precyzyjnego finiszowania detali.

Dzięki **walcowemu kształtowi ze zwężającym się czubkiem**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy opracowywaniu wąskich bruzd, formowaniu wewnętrznych ścianek oraz precyzyjnym konturowaniu detali za pomocą zwężonej końcówki. Doskonały do pracy, gdzie liczy się precyzja i stabilność.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka cienkich podbudów)
- ✓ Konturowanie akrylu i precyzyjne skracanie (frezy do akrylu, wykańczanie krawędzi)
- ✓ Opracowywanie małych i płtykich powierzchni, wymagających stabilności narzędzia
- ✓ Tworzenie prostych ścianek z precyzyjnym wykończeniem bruzd (dzięki zwężonemu czubkowi)

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: walcowy krótki ze zwężającym się czubkiem
- ☐☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐☐ Długość robocza: 8,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm