

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m109-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-stozkowy-krotki-p-256.html>



Frez węglkowy M109 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – stożkowy krótki

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M109

Opis produktu

Frez węglkowy M109 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt stożkowy krótki.

Profesjonalny **frez protetyczny** o kompaktowej konstrukcji, stworzony do precyzyjnej i stabilnej pracy w technice dentystycznej. Model M109 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i kontrolowane skrawanie twardych materiałów, takich jak stopy metalowe i akryl. Miniaturowa średnica robocza (**2,3 mm**) w połączeniu z **krótką częścią roboczą (8,0 mm)** gwarantuje **wyjątkową stabilność** i minimalizuje drgania, co jest kluczowe dla delikatnej i precyzyjnej obróbki detali.

Dzięki **stożkowemu kształtowi**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy opracowywaniu wąskich bruzd, precyzyjnym nacinaniu oraz wykańczaniu krawędzi i kątów w ograniczonych obszarach. Jego geometria ułatwia tworzenie skośnych powierzchni i idealnych przejść.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka małych elementów)
- ✓ Konturowanie akrylu i precyzyjne skracanie (frezy do akrylu, wykańczanie krawędzi)
- ✓ Opracowywanie wąskich, płtych powierzchni, wymagających stabilności narzędzia
- ✓ Tworzenie skośnych płaszczyzn i precyzyjnych przejść

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: stożkowy (krótki)
- ☐☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐☐ Długość robocza: 8,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm