

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m110-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-stozek-odwrocony-p-257.html>



Frez węglkowy M110 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – stożek odwrócony

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M110

Opis produktu

Frez węglkowy M110 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt stożka odwróconego.

Profesjonalny **frez protetyczny** o kompaktowej budowie i unikatowym kształcie, stworzony do precyzyjnej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M110 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i stabilne skrawanie, minimalizując vibracje. Miniaturowa średnica robocza (**2,3 mm**) w połączeniu z **bardzo krótką częścią roboczą (5,5 mm)** i kształtem odwróconego stożka czyni go idealnym narzędziem do **tworzenia podcięć, schodków i płaskich powierzchni z wyraźnymi kątami**.

Dzięki **odwróconemu kształtowi stożkowemu**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy opracowywaniu trudnych do osiągnięcia detali, umożliwiając frezowanie pod kątem i precyzyjne wykańczanie krawędzi.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjne tworzenie podcięć i schodków w metalu i akrylu (frezy do metalu, frezy do akrylu)
- ✓ Konturowanie i wykańczanie płaskich powierzchni oraz krawędzi w ograniczonych obszarach
- ✓ Opracowywanie detali wymagających ostrych kątów (kształt odwróconego stożka)
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające wysokiej stabilności narzędzia

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐ Kolor paska: niebieski
- ☐ Kształt: stożek odwrócony
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 5,5 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm