

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m111-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-stozek-odwrocony-miniaturowy-p-258.html>



Frez węglkowy M111 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – stożek odwrócony miniaturowy

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M111

Opis produktu

Frez węglkowy M111 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt stożka odwróconego miniaturowy.

Profesjonalny **frez protetyczny** o mikroskopijnych wymiarach, stworzony do najbardziej delikatnych i precyzyjnych prac z twardymi materiałami w technice dentystycznej. Model M111 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia kontrolowane i stabilne skrawanie, minimalizując wibracje. Dzięki **miniaturowej średnicy roboczej (1,6 mm)** i **bardzo krótkiej części roboczej (4,0 mm)**, jest to narzędzie o najwyższej stabilności, idealne do pracy pod lupą lub mikroskopem.

Dzięki **odwróconemu kształtowi stożkowemu**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **tworzeniu precyzyjnych podcięć, małych schodków** oraz wykańczaniu krawędzi wymagających ostrych kątów w najmniejszych detalach.

Zastosowanie:

- ✓ Mikroprecyzyjne tworzenie podcięć i schodków w metalu i akrylu
- ✓ Konturowanie i wykańczanie krawędzi oraz detali w ekstremalnie wąskich i płytkich obszarach
- ✓ Opracowywanie detali wymagających ostrych kątów (kształt odwróconego stożka)
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające absolutnej precyzji

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: stożek odwrócony (miniaturowy)
- ☐☐ Średnica robocza: 1,6 mm
- ☐☐ Długość robocza: 4,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm