

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m112-z-krzyzowym-srednim-nacieciami-niebieski-pasek-odwrocona-gruszka-p-259.html>



Frez węglkowy M112 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – odwrócona gruszka

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M112

Opis produktu

Frez węglkowy M112 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt odwrócona gruszka (płomień).

Profesjonalny **frez protetyczny** o charakterystycznym kształcie, stworzony do precyzyjnej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej, zwłaszcza w ograniczonych i płytkich obszarach. Model M112 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia kontrolowane i stabilne skrawanie, minimalizując wibracje. Kompaktowe wymiary (**Ø 2,9 mm** w najszerszym miejscu i **długość 5,0 mm**) gwarantują maksymalną stabilność i minimalizują drgania, co jest kluczowe dla delikatnej i precyzyjnej obróbki.

Dzięki **kształtowi odwróconej gruszki (płomienia)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **tworzeniu podcięć, rozszerzaniu i wygładzaniu krawędzi ubytków oraz formowaniu wewnętrznych ścianek**. Pozwala na łatwe przechodzenie od szerszej do węższej sekcji roboczej.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjne tworzenie podcięć i rozszerzanie ubytków w metalu i akrylu (frezy do metalu, frezy do akrylu)
- ✓ Konturowanie i wykańczanie krawędzi oraz bruzd w płytkich i małych obszarach
- ✓ Opracowywanie detali i wewnętrznych ścianek (kształt odwróconej gruszki)
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające wysokiej stabilności narzędzia

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: odwrócona gruszka (płomień)
- ☐☐ Średnica robocza: 2,9 mm
- ☐☐ Długość robocza: 5,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm