

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m113-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-odwrocona-gruszka-miniaturowa-p-260.html>



Frez węglkowy M113 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – odwrócona gruszka miniaturowa

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M113

Opis produktu

Frez węglkowy M113 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt odwrócona gruszka miniaturowa.

Profesjonalny **frez protetyczny** o małych wymiarach i charakterystycznym kształcie, stworzony do precyzyjnej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M113 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia kontrolowane i stabilne skrawanie, minimalizując wibracje. Kompaktowe wymiary (**Ø 2,3 mm** w najszerszym miejscu i **długość 5,0 mm**) gwarantują maksymalną stabilność i kontrolę, co jest kluczowe dla delikatnej i precyzyjnej obróbki w trudno dostępnych miejscach.

Dzięki **kształtowi odwróconej gruszki (płomienia)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **tworzeniu precyzyjnych podcięć, rozszerzaniu i wygładzaniu krawędzi ubytków oraz formowaniu wewnętrznych ścianek**.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjne tworzenie podcięć i rozszerzanie ubytków w metalu i akrylu (frezy do metalu, frezy do akrylu)
- ✓ Konturowanie i wykańczanie krawędzi oraz bruzd w płytkich i małych obszarach
- ✓ Opracowywanie detali i wewnętrznych ścianek (kształt odwróconej gruszki)
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające wysokiej stabilności narzędzia

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐ Kolor paska: niebieski
- ☐ Kształt: odwrócona gruszka (płomień)
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 5,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm