

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m114-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-ostry-plomyk-p-261.html>



Frez węglkowy M114 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – ostry płomyk

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M114

Opis produktu

Frez węglkowy M114 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt ostry płomyk.

Profesjonalny **frez protetyczny** o smukłej i wydłużonej końcówce w kształcie płomienia, stworzony do precyzyjnej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M114 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia kontrolowane i stabilne skrawanie, minimalizując wibracje. Optymalne wymiary (**Ø 2,3 mm** i **długość 7,0 mm**) gwarantują dobrą stabilność oraz precyzję, niezbędną do delikatnego wykańczania.

Dzięki **kształtowi ostrego płomyka**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **precyzyjnym konturowaniu, formowaniu bruzd, fisur** oraz wykańczaniu prac na powierzchniach stycznych i w trudno dostępnych zakamarkach. Umożliwia płynne przejścia i doskonałe dopasowanie.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjne konturowanie detali i bruzd w metalu i akrylu (frezy do metalu, frezy do akrylu)
- ✓ Wykańczanie powierzchni stycznych i wąskich szczelin
- ✓ Opracowywanie detali i wierzchołków (kształt ostry płomyk)
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające wysokiej precyzji w finiszowaniu

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: ostry płomyk
- ☐☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐☐ Długość robocza: 7,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm