

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m115-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-podluzny-owalny-p-262.html>



Frez węglkowy M115 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) - podłużny owalny

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M115

Opis produktu

Frez węglkowy M115 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) - kształt podłużny owalny.

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie podłużnej elipsy, stworzony do precyzyjnej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M115 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i stabilne skrawanie, minimalizując wibracje. Kompaktowe wymiary robocze (**Ø 2,3 mm i długość 5,4 mm**) gwarantują maksymalną kontrolę i stabilność, co jest kluczowe dla delikatnej i precyzyjnej obróbki konturów.

Dzięki **podłużnemu owalnemu kształtowi**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **wygładzaniu, polerowaniu wstępnym** oraz formowaniu płynnych, anatomicznych krzywizn. Kształt ten ułatwia tworzenie zaokrąglonych przejść bez ostrych linii.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjne wygładzanie i konturowanie detali w metalu i akrylu (frezy do metalu, frezy do akrylu)
- ✓ Formowanie zaokrąglonych, anatomicznych kształtów
- ✓ Wstępne polerowanie i usuwanie śladów po grubszej obróbce
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające płynnych przejść i wysokiej stabilności narzędzia

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: podłużny owalny (elipsa)
- ☐☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐☐ Długość robocza: 5,4 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm