

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m116-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-wypukly-soczewkowy-miniaturowy-p-263.html>



Frez węglkowy M116 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – wypukły (soczewkowy) miniaturowy

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M116

Opis produktu

Frez węglkowy M116 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt wypukły (soczewkowy) miniaturowy.

Profesjonalny **frez protetyczny** o mikroskopijnych wymiarach i zaokrąglonym kształcie, stworzony do najbardziej delikatnych i precyzyjnych prac z twardymi materiałami w technice dentystycznej. Model M116 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia kontrolowane i stabilne skrawanie, minimalizując wibracje. Dzięki **miniaturowej średnicy roboczej (2,3 mm)** i **bardzo krótkiej części roboczej (4,0 mm)**, jest to narzędzie o najwyższej stabilności, idealne do pracy w mocno ograniczonych przestrzeniach.

Dzięki **wypukłemu kształtowi (soczewkowemu)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **formowaniu małych, zaokrąglonych powierzchni**, usuwaniu nadlewów oraz precyzyjnym wykańczaniu detali na krzywiznach. Zapewnia gładkie i estetyczne przejścia.

Zastosowanie:

- ✓ Mikroprecyzyjne konturowanie detali i krzywizn w metalu i akrylu (frezy do metalu, frezy do akrylu)
- ✓ Usuwanie nadlewów i wykańczanie w ekstremalnie wąskich i płytkich obszarach
- ✓ Formowanie małych, zaokrąglonych elementów (kształt wypukły)
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające absolutnej precyzji w finiszowaniu

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐ Kolor paska: niebieski
- ☐ Kształt: wypukły (soczewkowy) miniaturowy
- ☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐ Długość robocza: 4,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm