

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m201-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-kulka-8-mm-p-264.html>



Frez węglkowy M201 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kulka 8 mm

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M201

Opis produktu

Frez węglkowy M201 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt kulki (kuli).

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie idealnej kuli i dużej średnicy, stworzony do szybkiej i kontrolowanej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M201 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia agresywne, ale stabilne skrawanie, minimalizując ryzyko zapychania się. Duża średnica robocza (**8,0 mm**) gwarantuje **maksymalną wydajność** przy usuwaniu znacznych ilości materiału z jednego przejazdu.

Dzięki **kulistemu kształtowi (8 mm)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **opracowywaniu zagłębień, poszerzaniu ubytków oraz modelowaniu płynnych, anatomicznych krzywizn** w podbudowach metalowych i akrylowych. Zapewnia gładkie wykończenie wewnętrznych powierzchni.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna i intensywna obróbka metalu (frezy do metalu, usuwanie dużych nadlewów)
- ✓ Szybkie usuwanie i konturowanie akrylu (frezy do akrylu, formowanie anatomicznych kształtów)
- ✓ Opracowywanie zagłębień, gniazd i poszerzanie ubytków
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające szybkiego usuwania materiału i tworzenia gładkich krzywizn

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: kulka (kula)
- ☐☐ Średnica robocza: 8,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm