

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m204-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-kulka-4-mm-p-267.html>



Frez węglkowy M204 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kulka 4 mm

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M204

Opis produktu

Frez węglkowy M204 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt kulki (kuli).

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie idealnej kuli i mniejszej średnicy, stworzony do precyzyjnej i kontrolowanej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M204 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i stabilne skrawanie, minimalizując ryzyko zapychania się. Średnica robocza (**4,0 mm**) gwarantuje **precyzję** niezbędną do modelowania mniejszych detali oraz do opracowywania zagłębień, gdzie większe frezy kuliste mogłyby się nie sprawdzić.

Dzięki **kulistemu kształtowi (4 mm)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **opracowywaniu gniazd, formowaniu retencyjnych zagłębień oraz modelowaniu płynnych, anatomicznych krzywizn** w mniejszych elementach podbudów metalowych i akrylowych.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka detali)
- ✓ Konturowanie akrylu i usuwanie materiału z małych obszarów
- ✓ Opracowywanie małych zagłębień, gniazd pod zasuwę i elementów retencyjnych
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające tworzenia gładkich, kulistych powierzchni

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: kulka (kula)
- ☐☐ Średnica robocza: 4,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm