

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m206-z-krzyzowym-srednim-nacieciami-niebieski-pasek-kulka-3-0-mm-p-269.html>



Frez węglkowy M206 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kulka 3,0 mm

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M206

Opis produktu

Frez węglkowy M206 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt kulki (kuli).

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie idealnej kuli i małej średnicy, stworzony do precyzyjnej i kontrolowanej obróbki twardych materiałów w technice dentystrycznej. Model M206 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i stabilne skrawanie, minimalizując ryzyko zapychania się. Średnica robocza (**3,0 mm**) gwarantuje **wysoką precyzję** niezbędną do modelowania detali oraz do opracowywania niewielkich zagłębień, gdzie wymagana jest maksymalna kontrola.

Dzięki **kulistemu kształtowi (3 mm)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **opracowywaniu gniazd, formowaniu retencyjnych zagłębień oraz modelowaniu precyzyjnych, kulistych krzywizn** w podbudowach metalowych i akrylowych.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka drobnych elementów)
- ✓ Konturowanie akrylu i usuwanie materiału z małych i delikatnych obszarów
- ✓ Opracowywanie małych zagłębień, gniazd pod zasuwę i elementów retencyjnych
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające tworzenia gładkich, kulistych powierzchni z dużą precyzją

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: kulka (kula)
- ☐☐ Średnica robocza: 3,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm