

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m207-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-kulka-2-7-mm-p-270.html>



Frez węglkowy M207 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kulka 2,7 mm

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M207

Opis produktu

Frez węglkowy M207 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt kulki (kuli).

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie idealnej kuli i małej średnicy, stworzony do precyzyjnej i kontrolowanej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M207 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i stabilne skrawanie, minimalizując ryzyko zapychania się. Średnica robocza (**2,7 mm**) gwarantuje **wysoką precyzję** niezbędną do modelowania detali oraz do opracowywania niewielkich zagłębień i gniazd pod elementy retencyjne, gdzie wymagana jest maksymalna kontrola.

Dzięki **kulistemu kształtowi (2,7 mm)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **opracowywaniu małych gniazd, formowaniu retencyjnych zagłębień oraz modelowaniu precyzyjnych, kulistych krzywizn** w podbudowach metalowych i akrylowych.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka drobnych elementów)
- ✓ Konturowanie akrylu i usuwanie materiału z małych i delikatnych obszarów
- ✓ Opracowywanie małych zagłębień, gniazd pod zasuwy i elementów retencyjnych
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające tworzenia gładkich, kulistych powierzchni z dużą precyzją

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: kulka (kula)
- ☐☐ Średnica robocza: 2,7 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm