

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m209-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-kulka-2-3-mm-p-272.html>



Frez węglkowy M209 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kulka 2,3 mm

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M209

Opis produktu

Frez węglkowy M209 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt kulki (kuli) miniaturowej.

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie idealnej kuli i małej średnicy, stworzony do **najbardziej precyzyjnej** i kontrolowanej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M209 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i stabilne skrawanie, minimalizując ryzyko zapychania się. Miniaturowa średnica robocza (**2,3 mm**) gwarantuje **wyjątkową precyzję** niezbędną do modelowania bardzo drobnych detali oraz do opracowywania niewielkich zagłębień, gdzie wymagana jest maksymalna kontrola i minimalny rozmiar narzędzia.

Dzięki **kulistemu kształtowi (2,3 mm)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **opracowywaniu małych gniazd, formowaniu retencyjnych zagłębień** oraz modelowaniu precyzyjnych, kulistych krzywizn w podbudowach metalowych i akrylowych.

Zastosowanie:

- ✓ Mikroprecyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka bardzo drobnych elementów)
- ✓ Konturowanie akrylu i usuwanie materiału z najmniejszych i najdelikatniejszych obszarów
- ✓ Opracowywanie gniazd pod zasuwę, elementów retencyjnych i małych zagłębień
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające tworzenia gładkich, kulistych powierzchni z najwyższą precyzją

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: kulka (kula) miniaturowa
- ☐☐ Średnica robocza: 2,3 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm