

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m210-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-kulka-1-8-mm-p-273.html>



Frez węglkowy M210 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kulka 1,8 mm

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M210

Opis produktu

Frez węglkowy M210 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt kulki (kuli) ultraminiaturowej.

Profesjonalny **frez protetyczny** o mikroskopijnych wymiarach, stworzony do **najbardziej precyzyjnej** i kontrolowanej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M210 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i stabilne skrawanie, minimalizując ryzyko zapychania się. Ultrasmukła średnica robocza (**1,8 mm**) gwarantuje **wyjątkową precyzję** niezbędną do modelowania **najdrobniejszych detali** oraz do opracowywania mikrozagłębień, gdzie wymagana jest maksymalna kontrola i minimalny rozmiar narzędzia.

Dzięki **kulistemu kształtowi (1,8 mm)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **opracowywaniu najmniejszych gniazd, mikronacięć** oraz modelowaniu delikatnych, kulistych krzywizn w precyzyjnych pracach protetycznych.

Zastosowanie:

- ✓ Mikroprecyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka mikroskopijnych elementów)
- ✓ Konturowanie akrylu i usuwanie materiału z najmniejszych i najdelikatniejszych obszarów
- ✓ Opracowywanie mikrogniazd, elementów retencyjnych i najmniejszych zagłębień
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające tworzenia gładkich, kulistych powierzchni z najwyższą precyzją

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: kulka (kula) ultraminiaturowa
- ☐☐ Średnica robocza: 1,8 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm