

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m211-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-kulka-1-6-mm-p-274.html>



Frez węglkowy M211 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kulka 1,6 mm

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M211

Opis produktu

Frez węglkowy M211 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt kulki (kuli) ultraminiaturowej.

Profesjonalny **frez protetyczny** o mikroskopijnych wymiarach, stworzony do **najbardziej precyzyjnej** i kontrolowanej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M211 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i stabilne skrawanie, minimalizując ryzyko zapychania się. Ultrasmukła średnica robocza (**1,6 mm**) gwarantuje **wyjątkową precyzję** niezbędną do modelowania **najdrobniejszych detali** oraz do opracowywania mikrozagłębień, gdzie wymagana jest absolutna kontrola i minimalny rozmiar narzędzia.

Dzięki **kulistemu kształtowi (1,6 mm)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **opracowywaniu mikrogniazd, formowaniu retencyjnych zagłębień** oraz modelowaniu delikatnych, kulistych krzywizn w precyzyjnych pracach protetycznych, np. w elementach zamków i zasuw.

Zastosowanie:

- ✓ Mikroprecyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka mikroskopijnych elementów)
- ✓ Konturowanie akrylu i usuwanie materiału z najmniejszych i najdelikatniejszych obszarów
- ✓ Opracowywanie mikrogniazd, elementów retencyjnych i najmniejszych zagłębień
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające tworzenia gładkich, kulistych powierzchni z najwyższą precyzją

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: kulka (kula) ultraminiaturowa
- ☐☐ Średnica robocza: 1,6 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm