

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m214-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-kulka-1-0-mm-p-277.html>



Frez węglkowy M214 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kulka 1,0 mm

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M214

Opis produktu

Frez węglkowy M214 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt kulki (kuli) ultraminiaturowej.

Profesjonalny **frez protetyczny** o **najmniejszych wymiarach roboczych**, stworzony do **ekstremalnie precyzyjnej** i kontrolowanej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M214 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i stabilne skrawanie, minimalizując ryzyko zapychania się. Ultrasmukła średnica robocza (**1,0 mm**) gwarantuje **najwyższą precyzję** niezbędną do modelowania **mikroskopijnych detali** oraz do opracowywania najmniejszych zagłębień, gdzie kluczowy jest minimalny rozmiar i chirurgiczna precyzja.

Dzięki **kulistemu kształtowi (1,0 mm)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **opracowywaniu mikrogniazd, otworów w precyzyjnych elementach retencyjnych** oraz modelowaniu delikatnych, kulistych krzywizn w najmniejszych detalach protez szkieletowych i stałych.

Zastosowanie:

- ✓ Mikroprecyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka mikroskopijnych elementów)
- ✓ Konturowanie akrylu i usuwanie materiału z najmniejszych i najdelikatniejszych obszarów
- ✓ Opracowywanie mikrogniazd, otworów pod zasuwki i najmniejszych zagłębień
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające tworzenia gładkich, kulistych powierzchni z najwyższą precyzją, np. pod mikroskopem

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: kulka (kula) ultraminiaturowa
- ☐☐ Średnica robocza: 1,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm