

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-mc001-ze-srednio-grubym-krzyzowym-nacieciem-zielono-czarny-pasek-stozkowy-p-289.html>



Frez węglkowy MC001 ze średnio-grubym krzyżowym nacięciem (zielono-czarny pasek) – stożkowy

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	MC001

Opis produktu

Frez węglkowy MC001 z średnio-grubym krzyżowym nacięciem (pasek zielono-czarny) – kształt stożkowy.

Profesjonalny frez dentystyczny z bardzo wysokiej jakości węgla spiekane, przeznaczony do pracy w technice protetycznej i dentystycznej. Model MC001 charakteryzuje się średnio-grubym krzyżowym nacięciem (oznaczone paskiem zielono-czarnym), które gwarantuje wydajne usuwanie materiału przy zachowaniu pewnej delikatności i bezpieczeństwa cięcia – frez ten pozycjonowany jest pomiędzy niebieskim a zielonym nacięciem. Stożkowy kształt zapewnia optymalne prowadzenie i jest idealny do wstępnej obróbki akrylu oraz bezpiecznego i kontrolowanego modelowania gipsu bez ryzyka pęknięć.

Zastosowanie:

- ✓ Wstępna i szybka obróbka akrylu (frezy do akrylu)
- ✓ Bezpieczne modelowanie gipsu (frezy do gipsu), bez ryzyka pęknięć
- ✓ Usuwanie większych warstw materiału przy zachowaniu precyzyjnej kontroli
- ✓ Kształtowanie detali w technice protetycznej

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnio-grube
- ☐☐ Kolor paska: zielono-czarny
- ☐☐ Kształt: stożkowy
- ☐☐ Średnica robocza: 6,7 mm
- ☐☐ Długość robocza: 15,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm