

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-mc002-ze-srednio-grubym-krzyzowym-nacieciem-zielono-czarny-pasek-wypukly-p-290.html>



## Frez węglkowy MC002 ze średnio-grubym krzyżowym nacięciem (zielono-czarny pasek) - wypukły

Cena	<b>40,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MC002</b>

### Opis produktu

**Frez węglkowy MC002** z średnio-grubym krzyżowym nacięciem (pasek zielono-czarny) - kształt wypukły (soczewkowy).

Profesjonalny frez dentystyczny wykonany z wysokiej jakości węgla spiekane. Frezy te są niezbędne w technice protetycznej do skutecznej i kontrolowanej obróbki twardych materiałów. Model MC002 posiada **średnio-grube krzyżowe nacięcie** (oznaczone paskiem zielono-czarnym), które efektywnie usuwa masę materiału przy zachowaniu lepszej kontroli niż frezy gruboziarniste. Nacięcie to jest idealnym **kompromisem** między agresywnością a precyzją. Kształt **wypukły (soczewkowy)** jest zoptymalizowany do opracowywania dużych, zaokrąglonych konturów i powierzchni wewnętrznych, zapewniając szybkie wygładzenie bez pozostawiania ostrych krawędzi.

#### Zastosowanie:

- ✓ Wstępna i szybka obróbka akrylu (frezy do akrylu)
- ✓ Konturowe modelowanie gipsu (frezy do gipsu)
- ✓ Opracowywanie dużych, wypukłych powierzchni protetycznych
- ✓ Usuwanie nadlewek i masowej redukcji materiału

#### Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnio-grube
- ☐☐ Kolor paska: zielono-czarny
- ☐☐ Kształt: wypukły (soczewkowy)
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 14,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm