

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-mc003-ze-srednio-grubym-krzyzowym-nacieciem-zielono-czarny-pasek-stozkowy-p-291.html>



Frez węglkowy MC003 ze średnio-grubym krzyżowym nacięciem (zielono-czarny pasek) – stożkowy

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	MC003

Opis produktu

Frez węglkowy MC003 z średnio-grubym krzyżowym nacięciem (pasek zielono-czarny) – kształt stożkowy, mała średnica.

Profesjonalny frez dentystyczny z najwyższej jakości węgla spiekane, zaprojektowany do prac wymagających zarówno wydajności, jak i precyzyjnego konturowania. Jest to idealne narzędzie do zastosowań w technice protetycznej i dentystycznej. Model MC003 posiada **średnio-grube krzyżowe nacięcie** (oznaczone paskiem zielono-czarnym), które umożliwia szybką redukcję materiału przy zachowaniu dużej kontroli, pozycjonując ten frez pomiędzy agresywnym a wykańczającym. **Stożkowy kształt** w połączeniu z małą średnicą roboczą (**4,5 mm**) zapewnia wyjątkową precyzję, dzięki czemu jest idealny do opracowywania detali, krawędzi oraz powierzchni w trudno dostępnych obszarach.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna i kontrolowana redukcja akrylu (frezy do akrylu)
- ✓ Modelowanie gipsu w małych i trudno dostępnych obszarach (frezy do gipsu)
- ✓ Opracowywanie detali i krawędzi protetycznych
- ✓ Wstępne konturowanie z jednoczesnym usuwaniem materiału

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnio-grube
- ☐☐ Kolor paska: zielono-czarny
- ☐☐ Kształt: stożkowy
- ☐☐ Średnica robocza: 4,5 mm
- ☐☐ Długość robocza: 14,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm