

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-pc001-walcowaty-z-zaokrąglonym-koncem-z-grubym-pojedynczym-nacieciami-zielony-pasek-p-345.html>



Frez węglkowy PC001 walcowaty z zaokrąglonym końcem z grubym pojedynczym nacięciem (zielony pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	PC001

Opis produktu

Frez węglkowy PC001 walcowaty z zaokrąglonym końcem z grubym pojedynczym nacięciem (zielony pasek) to narzędzie do obróbki w technice dentystycznej. Nacięcie pojedyncze zapewnia mniejsze drgania i gładzsze wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka gipsu
- ✓ Obróbka akrylu
- ✓ Obróbka elastycznych materiałów
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: grube pojedyncze (zielony pasek)
- ☐ Kształt: walcowaty z zaokrąglonym końcem
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 6,0 mm, długość części roboczej 12,5 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki gipsu, akrylu i elastycznych materiałów