

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-pc004-stozkowy-z-grubym-pojedynczym-nacieciem-zielony-pasek-p-348.html>



## Frez węglkowy PC004 stożkowy z grubym pojedynczym nacięciem (zielony pasek)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>43,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>PC004</b>    |

### Opis produktu

**Frez węglkowy PC004 stożkowy z grubym pojedynczym nacięciem (zielony pasek)** to narzędzie do obróbki w technice dentystycznej. Nacięcie pojedyncze zapewnia mniejsze drgania i gładzsze wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

#### Zastosowanie:

- ✓ Obróbka gipsu
- ✓ Obróbka akrylu
- ✓ Obróbka elastycznych materiałów
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

#### Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: grube pojedyncze (zielony pasek)
- ☐ Kształt: stożkowy
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 4,5 mm, długość części roboczej 13,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki gipsu, akrylu i elastycznych materiałów