

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-pf002-walcowaty-z-zaokrąglonym-koncem-z-drobnym-pojedynczym-nacieciami-czerwony-pasek-p-369.html>



Frez węglkowy PF002 walcowaty z zaokrąglonym końcem z drobnym pojedynczym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	PF002

Opis produktu

Frez węglkowy PF002 walcowaty z zaokrąglonym końcem z drobnym pojedynczym nacięciem (czerwony pasek) to narzędzie do obróbki w technice dentystycznej. Nacięcia pojedyncze zapewniają mniejsze drgania i gładziej wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu
- ✓ Końcowa obróbka akrylu
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: drobne pojedyncze (czerwony pasek)
- ☐ Kształt: walcowaty z zaokrąglonym końcem
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 2,3 mm, długość części roboczej 16,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki metalu i końcowej obróbki akrylu