

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-pf007-walcowaty-z-zwezajacym-sie-koncem-z-drobnym-pojedynczym-nacieciami-czerwony-pasek-p-372.html>



Frez węglkowy PF007 walcowaty z zwężającym się końcem z drobnym pojedynczym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	PF007

Opis produktu

Frez węglkowy PF007 walcowaty z zwężającym się końcem z drobnym pojedynczym nacięciem (czerwony pasek) to narzędzie do obróbki w technice dentystycznej. Nacięcie pojedyncze zapewnia mniejsze drgania i gładzsze wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu
- ✓ Końcowa obróbka akrylu
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: drobne pojedyncze (czerwony pasek)
- ☐ Kształt: walcowaty z zwężającym się końcem
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 1,2 mm, długość części roboczej 8,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki metalu i końcowej obróbki akrylu