

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-pf008-maly-stozkowy-z-drobnym-pojedynczym-nacieciem-czerwony-pasek-p-373.html>



Frez węglkowy PF008 mały stożkowy z drobnym pojedynczym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	PF008

Opis produktu

Frez węglkowy PF008 mały stożkowy z drobnym pojedynczym nacięciem (czerwony pasek) to narzędzie do obróbki w technice dentystycznej. Nacięcie pojedyncze zapewnia mniejsze drgania i gładsze wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu
- ✓ Końcowa obróbka akrylu
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węglík spiekany
- ☐ Typ nacięcia: drobne pojedyncze (czerwony pasek)
- ☐ Kształt: mały stożkowy
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 0,9 mm, długość części roboczej 4,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki metalu i końcowej obróbki akrylu