


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-pm008-stozkowy-z-srednim-pojedynczym-nacieciem-niebieski-pasek-p-355.html>



Frez węglkowy PM008 stożkowy z średnim pojedynczym nacięciem (niebieski pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	PM008

Opis produktu

Frez węglkowy PM008 stożkowy z średnim pojedynczym nacięciem (niebieski pasek) to narzędzie do obróbki w technice dentystycznej. Nacięcie pojedyncze zapewnia mniejsze drgania i gładzsze wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu
- ✓ Obróbka akrylu
- ✓ Obróbka elastycznych materiałów
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węglík spiekany
- ☐ Typ nacięcia: średnie pojedyncze (niebieski pasek)
- ☐ Kształt: stożkowy
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 4,5 mm, długość części roboczej 13,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki metalu, akrylu i elastycznych materiałów