

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-pm017-kulkowy-z-srednim-pojedynczym-nacieciem-niebieski-pasek-p-364.html>



## Frez węglkowy PM017 kulkowy z średnim pojedynczym nacięciem (niebieski pasek)

|      |                 |
|------|-----------------|
| Cena | <b>43,00 zł</b> |
|------|-----------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | <b>PM017</b> |
|------------------|--------------|

### Opis produktu

**Frez węglkowy PM017 kulkowy z średnim pojedynczym nacięciem (niebieski pasek)** to narzędzie do obróbki w technice dentystycznej. Nacięcie pojedyncze zapewnia mniejsze drgania i gładzsze wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

#### Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu
- ✓ Obróbka akrylu
- ✓ Obróbka elastycznych materiałów
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

#### Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: średnie pojedyncze (niebieski pasek)
- ☐ Kształt: kulkowy
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 5,0 mm, długość części roboczej 4,2 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki metalu, akrylu i elastycznych materiałów