

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-pm018-kulkowy-z-srednim-pojedynczym-nacieciem-niebieski-pasek-p-365.html>



Frez węglkowy PM018 kulkowy z średnim pojedynczym nacięciem (niebieski pasek)

Cena	43,00 zł
------	-----------------

Numer katalogowy	PM018
------------------	--------------

Opis produktu

Frez węglkowy PM018 kulkowy z średnim pojedynczym nacięciem (niebieski pasek) to narzędzie do obróbki w technice dentystycznej. Nacięcie pojedyncze zapewnia mniejsze drgania i gładzsze wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu
- ✓ Obróbka akrylu
- ✓ Obróbka elastycznych materiałów
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: średnie pojedyncze (niebieski pasek)
- ☐ Kształt: kulkowy
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 4,0 mm, długość części roboczej 3,6 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki metalu, akrylu i elastycznych materiałów