

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-pm019-kulkowy-z-srednim-pojedynczym-nacieciem-niebieski-pasek-p-366.html>



Frez węglkowy PM019 kulkowy z średnim pojedynczym nacięciem (niebieski pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	PM019

Opis produktu

Frez węglkowy PM019 kulkowy z średnim pojedynczym nacięciem (niebieski pasek) to narzędzie do obróbki w technice dentystycznej. Nacięcie pojedyncze zapewnia mniejsze drgania i gładzsze wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu
- ✓ Obróbka akrylu
- ✓ Obróbka elastycznych materiałów
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węglik spiekany
- ☐ Typ nacięcia: średnie pojedyncze (niebieski pasek)
- ☐ Kształt: kulkowy
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 3,1 mm, długość części roboczej 2,6 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki metalu, akrylu i elastycznych materiałów