

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-psc01-walcowaty-z-zaokrąglonym-koncem-z-bardzo-grubym-pojedynczym-nacieciem-czarny-pasek-p-342.html>



Frez węglkowy PSC01 walcowaty z zaokrąglonym końcem z bardzo grubym pojedynczym nacięciem (czarny pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	PSC01

Opis produktu

Frez węglkowy PSC01 walcowaty z zaokrąglonym końcem z bardzo grubym pojedynczym nacięciem (czarny pasek) to narzędzie do grubej obróbki w technice dentystycznej. Nacięcie pojedyncze zapewnia mniejsze drgania i gładzsze wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

Zastosowanie:

- ✓ Gruba obróbka gipsu
- ✓ Obróbka elastycznych materiałów, takich jak akryl czy tworzywa elastyczne
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: bardzo grube pojedyncze (czarny pasek)
- ☐ Kształt: walcowaty z zaokrąglonym końcem
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 6,0 mm, długość części roboczej 12,5 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do grubej obróbki gipsu i elastycznych materiałów