

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-psc02-stozkowy-z-bardzo-grubym-pojedynczym-nacieciami-czarny-pasek-p-343.html>



Frez węglkowy PSC02 stożkowy z bardzo grubym pojedynczym nacięciem (czarny pasek)

Cena **43,00 zł**

Numer katalogowy **PSC02**

Opis produktu

Frez węglkowy PSC02 stożkowy z bardzo grubym pojedynczym nacięciem (czarny pasek) to narzędzie do grubej obróbki w technice dentystycznej. Nacięcie pojedyncze zapewnia mniejsze drgania i gładziej wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

Zastosowanie:

- ✓ Gruba obróbka gipsu
- ✓ Obróbka elastycznych materiałów, takich jak akryl czy tworzywa elastyczne
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: bardzo grube pojedyncze (czarny pasek)
- ☐ Kształt: stożkowy
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 7,0 mm, długość części roboczej 15,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do grubej obróbki gipsu i elastycznych materiałów