

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-psf01-stozkowy-z-bardzo-drobnym-pojedynczym-nacieciem-zolty-pasek-p-374.html>



Frez węglkowy PSF01 stożkowy z bardzo drobnym pojedynczym nacięciem (żółty pasek)

Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	PSF01

Opis produktu

Frez węglkowy PSF01 stożkowy z bardzo drobnym pojedynczym nacięciem (żółty pasek) to narzędzie do precyzyjnej obróbki w technice dentystycznej. Nacięcie pojedyncze zapewnia mniejsze drgania i gładsze wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

Zastosowanie:

- ✓ Końcowe wygładzanie metalu
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: bardzo drobne pojedyncze (żółty pasek)
- ☐ Kształt: stożkowy
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 4,5 mm, długość części roboczej 14,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do końcowego wygładzania metalu