

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-psf02-walcowaty-z-zaokrąglonym-koncem-z-bardzo-drobnym-pojedynczym-nacieciem-zolty-pasek-p-375.html>



## Frez węglkowy PSF02 walcowaty z zaokrąglonym końcem z bardzo drobnym pojedynczym nacięciem (żółty pasek)

Cena	<b>43,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PSF02</b>

### Opis produktu

**Frez węglkowy PSF02 walcowaty z zaokrąglonym końcem z bardzo drobnym pojedynczym nacięciem (żółty pasek)** to narzędzie do precyzyjnej obróbki w technice dentystycznej. Nacięcie pojedyncze zapewnia mniejsze drgania i gładsze wykończenie powierzchni w porównaniu do nacięcia krzyżowego.

Zastosowanie:

- ✓ Końcowe wygładzanie metalu
- ✓ Praca z minimalnymi drganiami

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: węgiel spiekany
- ☐ Typ nacięcia: bardzo drobne pojedyncze (żółty pasek)
- ☐ Kształt: walcowaty z zaokrąglonym końcem
- ☐ Wymiary: średnica części roboczej 2,3 mm, długość części roboczej 16,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do końcowego wygładzania metalu